


MONDIAN



BRUKSANVISNING

med skötselinstruktioner

Modell

3kg

4kg

Art.Nr.

308 510

308 520

MONDIAN Tyngdtäcke
BARN



MONDIAN

Så fungerar tyngdtäcket

MONDIAN Tyngdtäcke är ett tyngdtäcke med kedjor som gör det lättare att slappna av, skapar trygghet och ger en omslutande känsla. Det kan också användas för att lindra oro eller motorisk rastlöshet. Tyngdtäcket innehåller kedjor som formar sig efter kroppen och den sensoriska upplevelsen från täckets tyngd gör det lättare att släppa automatiserade tankar, spänningar och bidrar till en ökad kroppsuppfattning.

Tyngdtäcket underlättar insomning, minskar risken att vakna upp under natten och gör det lättare att somna om.

Användning

Tyngdtäcket används med påslakan. När barnet provar Mondian tyngdtäcke för första gången är det bra att

barnet ligger eller sitter i en bekväm position. Lägg tyngdtäcket över hela eller del av kroppen och låt barnet i lugn och ro känna efter hur det känns.

Tyngdtäcket bör användas minst 15 minuter för att kroppen skall få möjlighet att svara på stimulansen och du som förälder bör närvara under den tiden och vara uppmärksam på barnets signaler. Öka därefter användningstiden i den takt som känns bra.

Det kan också användas under dagen då det ger en känsla av välbefinnande och gör det lättare att komma till ro.

Mondian tyngdtäcke för barn passar i ett vanligt påslakan i juniorstorlek. Det används istället för barnets vanliga täcke men kan givetvis även användas tillsammans med barnets ordinarie täcke. Du kan i så fall prova att lägga det under

eller över, beroende på vad barnet tycker känns bäst.

Tyngdtäcket kan även användas vid andra tillfällen exempelvis vid vila i sittande, liggande på hela eller delar av kroppen.

Design och materialval

Tyngdtäcket är designat för att det ska upplevas så behagligt som möjligt. Alla material är valda med omsorg för att täcket ska andas och bidra till en behaglig sovmiljö.

Tyngdtäcket är sytt i ett flamsäkert tyg och kedjorna är lackerade med en vit pulverlack som inte innehåller några gifter.

Tvättråd och skötselinstruktioner

Tyngdtäcket går bra att tvätta med ett skonsamt program i en vanlig tvättmaskin.

Använd alltid den medföljande tvättpåsen när du tvättar täcket.



Tvätttemperatur 60°C
Mild process



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Torktumlas ej

Efter tvätt, häng upp täcket och låt det torka. Valen av material gör att täcket torkar snabbt då det inte suger upp så mycket vatten.

Hantering, förvaring och transport

Använd den medföljande väskan vid förvaring och transport av tyngdtäcket.

- Var uppmärksam på risken att snubbla när tyngdtäcket ligger på golvet.
- Bör användas med försiktighet på överkroppen om barnet har svag muskulatur eller

nedsatt lungfunktion,
rådgör med ansvarig
läkare om du är tveksam.

- Vid användning av
hygienöverdrag, beakta
eventuell kvävningsrisk.

Tillbehör

- Bärväska (ingår)
- Tvättpåse (ingår)
- Hygienöverdrag barn

Hänvisningar till annan dokumentation

Förutom denna
bruksanvisning finns även,
teknisk information och
förskrivningsmanual till
förskrivare.

All dokumentation går att
ladda ned i PDF-format ifrån
vår hemsida.

Spara denna bruksanvisning
så att du alltid har tillgång till
den vid behov.

MONDIAN Tyngdtäcke med kedjor uppfyller
läkemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11
samt EU direktivet 93/42/EEG.

Uppfyller kraven för flamskydd och är certifierad enligt ISO EN
12952-1 & -2



Detta tyngdtäcke är producerat av MONDIAN AB.

Ytterligare information finns på vår hemsida www.mondian.se

MONDIAN AB

Mail: info@mondian.se, Telefon: 031-470210.