

MONDIAN Tyngdtäcke Modell 2

Produktblad



MONDIAN TYNGDTÄCKE

MONDIAN Tyngdtäcke Modell 2 (M2) är ett tungt täcke som hjälper människor att sova bättre och har mjuka kanter och skyddande flikar för dragkedjan.

Täcket har jämt fördelade tryckpunkter och ger en följsam och omslutande känsla som skapar trygghet och lugnar oroliga tankar eller rörelser. När man använder ett tyngdtäcke blir det lättare att somna, man sover djupare och det minskar risken att vakna upp för tidigt.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Tyngden kommer från kedjor. Dessa är fördelade över hela täcket vilket skapar en följsamhet då det formar sig efter kroppen och ger ett lugnande tryck. Kroppens reaktion på den omslutande tyngden kan liknas med den upplevda effekten av fysisk beröring, ungefär som vid massage eller en kram.

Tyngden i kombination med den sensoriska stimulansen från kedjorna gör det lättare att släppa automatiserade tankar, spänningar och minska ofrivilliga rörelser så att användaren kan slappna av och somna.

Tyngdtäcket har en lugnande effekt och lindrar vid oro och motorisk rastlöshet, såväl natt som dag. Ena sidan av täcket ger en kraftigare sensorisk stimulering.

NÄR HJÄLPER MONDIAN TYNGDTÄCKE M2

MONDIAN Tyngdtäcke M2 hjälper vid många typer av svårigheter i det vardagliga livet:

- Sömnsvårigheter
- Kan vara ett komplement till rehabilitering
- Kan bidra till minskad medicinering
- Oroligheter i kroppen, kryp i benen, ofrivilliga rörelser, motorisk rastlöshet
- Neuropsykiatriska diagnoser, ADHD, Aspergers, autism, Tourettes
- Bidra till ökad kroppsuppfattning
- Anorexi/bulimi
- Förvärvade hjärnskador
- Demens
- Stress
- Psykisk ohälsa, ångest och oro



MONDIAN

HELPING PEOPLE SLEEP TIGHT SINCE 2015

DESIGN OCH MATERIALVAL

Tyngdtäcket är designat för att det ska upplevas så behagligt som möjligt. Alla material är valda med omsorg för att täcket ska bidra till en behaglig sov-miljö. Tyngdtäcket är sytt i ett flamsäkert tyg speci-ellt framtaget för täcken, och består till största delen av polyester. Tyngdtäcket har även en färgkodning på varje täckesdel för att minska risken för förväx-ling när man tvättar flera täcken samtidigt.

TVÄTTRÅD

Tyngdtäcket tvättas med ett skonsamt program i en vanlig tvättmaskin. Tänk på att maskinen klarar täckets vikt.

Täcket är delat där varje del tvättas var för sig. An-vänd alltid den medföljande tvättpåsen när du tvät-tar täcket.



Efter tvätt, häng upp täcket och låt det torka. Valen av material gör att täcket torkar snabbt då det inte suger upp så mycket vatten. Kan även torkas i tork-skåp på låg temperatur.

VAD INGÅR I PRODUKTEN

MONDIAN Tyngdtäcke M2 levereras med en prak-tisk bärväska samt en tvättpåse.

TILLBEHÖR

Bärväska (ingår)

Tvättpåse (ingår)

Hygienöverdrag vuxen

Hygienöverdrag vuxen

MODELLER

Modell	Artikelnummer
4 kg	308 580 (delbart)
6 kg	308 571 (delbart)
8 kg	308 572 (delbart)
10 kg	308 573 (delbart)
12 kg	308 574 (delbart)
14 kg	308 575 (tre delat)
3 kg	308 560 (barn)
4 kg	308 570 (barn)

Mått:

150 x 202 cm vuxen

105 x 130 cm barn

MONDIAN Tyngdtäcke M2 passar i ett vanligt påslakan.

CERTIFIERINGAR OCH KRAVUPPFYLLELSE

MONDIAN Tyngdtäcke M2 med kedjor uppfyller lä-kemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11 samt EU direktivet 93/42/EEG.

Uppfyller kraven för flamsäkerhet och är certifierat enligt ISO EN 12952-1 & -2



Detta tyngdtäcke är producerat av MONDIAN AB. Ytterligare information finns på vår hemsida www.mondian.se



MONDIAN

HELPING PEOPLE SLEEP TIGHT SINCE 2015