

# MONDIAN Tyngdtäcke Soft

## Produktblad



### MONDIAN TYNGDTÄCKE

MONDIAN Tyngdtäcke Soft är ett tungt täcke som hjälper människor att sova bättre.

Täcket har en mjuk vaddering som skapar ett jämnt fördelat tryck och ger en följsam och omslutande känsla som skapar trygghet och lugnar oroliga tankar eller rörelser. När man använder ett tyngdtäcke blir det lättare att somna, man sover djupare och det minskar risken att vakna upp för tidigt.

### SÅ HÄR FUNGERAR DET

Tyngden kommer från kedjor. Dessa är fördelade över hela täcket vilket skapar en följsamhet då det formar sig efter kroppen och ger ett lugnande tryck. Kroppens reaktion på den omslutande tyngden kan liknas med den upplevda effekten av fysisk beröring, ungefär som vid massage eller en kram.

Tyngden i kombination med den sensoriska stimulansen från kedjorna gör det lättare att släppa automatiserade tankar, spänningar och minska ofrivilliga rörelser så att användaren kan slappna av och somna.

Tyngdtäcket har en lugnande effekt och lindrar vid oro och motorisk rastlöshet, såväl natt som dag. Ena sidan av täcket ger en kraftigare sensorisk stimulering.

### NÄR HJÄLPER MONDIAN TYNGDTÄCKE SOFT

MONDIAN Tyngdtäcke Soft hjälper vid många typer av svårigheter i det vardagliga livet:

- Sömnsvårigheter
- Kan vara ett komplement till rehabilitering
- Kan bidra till minskad medicinering
- Oroligheter i kroppen, kryp i benen, ofrivilliga rörelser, motorisk rastlöshet
- Neuropsykiatriska diagnoser, ADHD, Aspergers, autism, Tourettes
- Bidra till ökad kroppsuppfattning
- Anorexi/bulimi
- Förvärvade hjärnskador
- Demens
- Stress
- Psykisk ohälsa, ångest och oro



# MONDIAN

HELPING PEOPLE SLEEP TIGHT SINCE 2015

## DESIGN OCH MATERIALVAL

Tyngdtäcket är designat för att det ska upplevas så behagligt som möjligt. Alla material är valda med omsorg för att täcket ska bidra till en behaglig sov-miljö. Tyngdtäcket är sytt i ett flamsäkert tyg speci-ellt framtaget för täcken. Tyngdtäcket har även en färgkodning på varje täckesdel för att minska risken för förväxling när man tvättar flera täcken samti-digt.

Den mjuka extra vadderingen gör att täcket ger en varm och omslutande känsla.

## TVÄTTRÅD

Tyngdtäcket tvättas med ett skonsamt program i en vanlig tvättmaskin. Tänk på att maskinen klarar täckets vikt.

Täcken som väger mer än 6kg är delbara där varje del tvättas var för sig. Använd alltid den medföl-jande tvättpåsen när du tvättar täcket.



Efter tvätt, häng upp täcket och låt det torka. Valen av material gör att täcket torkar snabbt då det inte suger upp så mycket vatten.

## VAD INGÅR I PRODUKTEN

MONDIAN Tyngdtäcke Soft levereras med en prak-tisk bärväska samt en tvättpåse.

## TILLBEHÖR

Bärväska (ingår)

Tvättpåse (ingår)

Hygienöverdrag vuxen

Hygienöverdrag vuxen

## MODELLER

Modell	Artikelnummer
4 kg	308 430 (delbart)
6 kg	308 421 (delbart)
8 kg	308 422 (delbart)
10 kg	308 423 (delbart)
12 kg	308 424 (delbart)
3 kg	308 410 (barn)
4 kg	308 420 (barn)

Mått:

150 x 202 cm vuxen

105 x 130 cm barn

MONDIAN Tyngdtäcke Soft passar i ett vanligt påslakan.

## CERTIFIERINGAR OCH KRAVUPPFYLLELSE

MONDIAN Tyngdtäcke Soft med kedjor uppfyller lä-kemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11 samt EU direktivet 93/42/EEG.

Uppfyller kraven för flamsäkerhet och är certifierat enligt ISO EN 12952-1 & -2



Detta tyngdtäcke är producerat av MONDIAN AB. Ytterligare information finns på vår hemsida [www.mondian.se](http://www.mondian.se)



**MONDIAN**

HELPING PEOPLE SLEEP TIGHT SINCE 2015

MONDIAN AB, Hultgrens väg 21, 443 38 Lerum  
Hemsida: [www.mondian.se](http://www.mondian.se), email: [info@mondian.se](mailto:info@mondian.se), Tel: 031-470210